



ANLAN

Καυτηριασμός

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



① Λωρίδα αγωγής ιόντων

② Προστατευτική κεφαλή

③ Σπάτουλα

④ Ιόντα - εξαγωγή

⑤ Ιόντα - εισαγωγή

⑥ Λειτουργία EMS

⑦ Υπερηχητική περιποίηση

⑧ Κουμπί ON/OFF/ κουμπί λειτουργίας

⑨ Θύρα φόρτισης

⑩ Σιλικόνη προστασίας

⑪ Καλώδιο USB τύπου-C



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα	Καυτηριασμός
Υλικό	ABS
Διαστάσεις	171X40X14mm
Βάρος	περίπου 75g
Χρόνος φόρτισης	περίπου 2 ώρες
Χωρητικότητα μπαταρίας	500mAh
Χρόνος αναμονής	50~60λεπτά
Ονομαστική τάση	3.7-5V
Αυτόματη απενεργοποίηση	μετά από 5 λεπτά (κάθε λειτουργία)
Αξεσουάρ: καλώδιο USB τύπου -C, τσάντα αποθήκευσης, Οδηγίες χρήσης, σιλικόνη κάλυμμα	


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Απολέπιση καυτηριασμού
x1 Τσάντα αποθήκευσης x1




Οδηγίες χρήσης x1 Καλώδιο USB
τύπου-C




λιντμα x1
Σιλίκονη κά

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



- ① Φορτίστε το προϊόν εντελώς. Η ένδειξη LED θα ανάψει μετά την πλήρη φόρτιση.




- ② Καθάρισε την σπάτουλα με υγρή πετσέτα ή μαντηλάκι.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ



Πάτησε σύντομα το κουμπί On/OFF για να ενεργοποιήσεις τη συσκευή, και μετά από την ενεργοποίηση πάτησε σύντομα το κουμπί για να αλλάξεις τη λειτουργία. Η παρατεταμένη πίεση του κουμπιού τροφοδοσίας απενεργοποιεί τη συσκευή

Υπερηχητικά: υπερηχητικές δονήσεις:

- ① Πλύνε το πρόσωπό σου και μετά σκούπισε όλο το πρόσωπο με νερό ή καθαριστικό.
- ※ Ποτέ μην χρησιμοποιείς τη συσκευή σε ξηρή επιδερμίδα.




- ② Πάτησε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσεις τη συσκευή.
Πατήστε σύντομα το κουμπί ON/OFF για να επιλέξετε τη λειτουργία υπερηχητικού καθαρισμού. Κρατώντας τη ράβδο αγωγό ιόντων, προσεκτικά τοποθετήστε την σπάτουλα στο δέρμα υπό γωνία περίπου 30-45° και μετακινήστε την στο πρόσωπο προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος.
- ※ Η σπάτουλα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στην ίδια περιοχή του δέρματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να κινείται συνεχώς κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- ※ Ανάλογα με τη φωτεινότητα του δωματίου, η υγρή ομίχλη που παράγεται από τις δονήσεις της κεφαλής της σπάτουλας θα είναι διαφορετική.




- ③ Μετά τη χρήση, πλύνε το πρόσωπό σου για να αφαιρέσεις το σμήγμα και το λάδι, και στη συνέχεια σκούπισε τη σπάτουλα με μια πετσέτα ή πανί.
- ※ Μόνο η κεφαλή της σπάτουλας είναι αδιάβροχη, παρακαλώ μην πλένεις τα άλλα μέρη της συσκευής.

Ιόντα+: υπερηχητικές δονήσεις + εξαγωγή ιόντων

- ① Μετά το πλύσιμο, υγράνε το δέρμα του προσώπου με νερό ή καθαριστικό.
- ※ Ποτέ μην χρησιμοποιείς τη συσκευή σε ξηρή επιδερμίδα.




- ② Πάτησε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσεις τη συσκευή, και στη συνέχεια πάτησε γρήγορα το κουμπί ON/OFF για να επιλέξεις τη λειτουργία ion+.
- Κρατώντας τη ράβδο αγωγό ιόντων, προσεκτικά εφάρμοσε τη σπάτουλα στο δέρμα υπό γωνία περίπου 30-45° και κινήσου πάνω από το πρόσωπο προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος.
- ※ Η σπάτουλα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στην ίδια περιοχή του δέρματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να κινείται συνεχώς κατά τη χρήση της.




- ③ Μετά τη χρήση, πλύνε το πρόσωπό σου για να αφαιρέσεις το σμήγμα και το λάδι, και στη συνέχεια σκούπισε τη σπάτουλα με μια πετσέτα ή πανί.
- ※ Ανάλογα με τη φωτεινότητα του δωματίου, η υγρή ομίχλη που παράγεται από τις δονήσεις της κεφαλής της σπάτουλας θα είναι διαφορετική.

Ion-: υπερηχητικές δονήσεις + εισαγωγή ιόντων

- ① Αφού αφαιρέσετε το μακιγιάζ και πλύνετε το πρόσωπό σας, εφαρμόστε μια μάσκα ή μια ενυδατική κρέμα στο δέρμα.
- ※ Λειτουργία Ion - διευκολύνει την απορρόφηση των συστατικών της μάσκας ή της κρέμας στο δέρμα.




- ② Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, και στη συνέχεια πατήστε σύντομα το κουμπί ON/OFF για να επιλέξετε τη λειτουργία Ion-. Κρατήστε τη ράβδο αγωγό ιόντων, προσεκτικά τοποθετήστε τη σπάτουλα στο δέρμα υπό γωνία περίπου 20-30° και μετακινήστε την στο πρόσωπο προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος.
- ※ Η σπάτουλα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στην ίδια περιοχή του δέρματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να κινείται συνεχώς κατά τη διάρκεια της χρήσης.





- ③ Χρησιμοποίησε την κρέμα για να θρέψεις το δέρμα. Σκούπισε την υπόλοιπη κρέμα που βρίσκεται στη σπάτουλα με μια πετσέτα.
- ※ Μόνο η κεφαλή της σπάτουλας είναι αδιάβροχη, παρακαλώ μην πλένεις τα άλλα μέρη της συσκευής.

EMS σύσφιξη: υπερηχητικές δονήσεις + εισαγωγή ιόντων + EMS

- ① Μετά τη λειτουργία εξαγωγής ιόντων, υγράνε το δέρμα χρησιμοποιώντας κρέμα, ορό ή άλλο ενυδατικό μέσο.
- ※ Ποτέ μην χρησιμοποιείς τη συσκευή σε ξηρή επιδερμίδα.






- ② Πάτησε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσεις τη συσκευή. Στη συνέχεια, πάτησε σύντομα το κουμπί ON/OFF για να επιλέξεις τη λειτουργία EMS. Κρατώντας τη ράβδο αγωγό ιόντων, τοποθέτησε προσεκτικά τη σπάτουλα στο δέρμα υπό γωνία περίπου 20-30 ° και κινήσου κατά μήκος του προσώπου προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος.
- ※ Η σπάτουλα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στην ίδια περιοχή του δέρματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να κινείται συνεχώς κατά τη διάρκεια της χρήσης.




- ③ Μετά τη χρήση, χρησιμοποίησε καλλυντικό ορό για να θρέψεις την επιδερμίδα.
Καθαρίστε την υπόλοιπη ποσότητα καλλυντικού που βρίσκεται στη σπάτουλα με μια πετσέτα.
※ Μόνο η κεφαλή της σπάτουλας είναι αδιάβροχη, παρακαλώ μην πλένετε άλλα μέρη της συσκευής.

► Ακολουθήστε τις οδηγίες κατά τη διάρκεια της κίνησης της σπάτουλας




► Προσοχή στην κατεύθυνση κίνησης της σπάτουλας κατά τη χρήση:



Σχ.1:

Υπερηχητικά / Ion + Λειτουργία



Σχ.2:

Λειτουργία Ion-/EMS

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η συσκευή δεν λειτουργεί μετά την πίεση του κουμπιού τροφοδοσίας:

- Η συσκευή δεν είναι αρκετά φορτισμένη. Φορτίστε και στη συνέχεια ξεκινήστε ξανά
- Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί παρά την πλήρη φόρτιση, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.


Η συσκευή δεν φορτίζεται:

- Το καλώδιο φόρτισης δεν είναι σωστά συνδεδεμένο ή είναι κατεστραμμένο. Ελέγξτε το καλώδιο ή χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο.
- Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.


Εάν η συσκευή εκπέμπει τρεις ηχητικούς σήματος:

- Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Επανεκκινήστε μετά από πλήρη φόρτιση.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί μετά από πλήρη φόρτιση. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για επισκευή ή αντικατάσταση.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



- ① Μετά τη χρήση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 3-5 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.



- ② Καθαρίστε τα υπολείμματα από καλλυντικά στη συσκευή



- ③ Καθαρίστε τη σπάτουλα με νερό ή με βαμβακερό δίσκο καλλυντικών και, αφού στεγνώσει, κλείστε την με το προστατευτικό καπάκι.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:

- Αφαιρέστε το μακιγιάζ πριν από τη χρήση και διατηρήστε την επιδερμίδα σας αρκετά ενυδατωμένη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Διατηρήστε τη σπάτουλα καθαρή πριν και μετά τη χρήση. Καθαρίστε την με υγρή πετσέτα ή βαμβακερό δίσκο. Μην την πλένετε απευθείας με νερό.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό, ούτε τη χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια του μπάνιου.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ίδια περιοχή του προσώπου ή του λαιμού για περισσότερο χρόνο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο βλέφαρο ή σε άλλα μέρη εκτός από το πρόσωπο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται.
- Συνιστάται η χρήση της συσκευής 1~2 φορές την ημέρα, όχι περισσότερο από 15 λεπτά κάθε φορά. Η ίδια περιοχή του προσώπου ή του λαιμού μπορεί να καθαριστεί ξανά μετά από 6 ώρες.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από γυναίκες που είναι έγκυες ή κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από άτομα που πάσχουν από καρδιοπάθειες, στεφανιαία νόσο, υπέρταση και άτομα με τάσεις αλλεργίας.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από άτομα που πάσχουν από μολυσματικές δερματικές παθήσεις, δερματικές παθήσεις που προκαλούνται από εγκαύματα, αντιπηκτικά φάρμακα ή αλλεργίες.

Ε: Είναι η συσκευή αδιάβροχη; Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή κατά τη διάρκεια του μπάνιου;

Α: Μόνο η κεφαλή της σπάτουλας είναι αδιάβροχη. Δεν πρέπει να πλένετε το υπόλοιπο της συσκευής με νερό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ή να τοποθετείτε το προϊόν σε μέρη όπου είναι εκτεθειμένο σε νερό (όπως μπάνιο ή υγρός χώρος).

Ε: Η συσκευή απενεργοποιήθηκε ξαφνικά και το σώμα της συσκευής έγινε πολύ ζεστό.

Α: Ελέγξτε αν η μπαταρία έχει επαρκή ισχύ. Αν είναι απαραίτητο, φορτίστε τη συσκευή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά. Η συσκευή διαθέτει αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης μετά από πέντε λεπτά λειτουργίας. Οι υπερηχητικές δονήσεις μπορεί να προκαλέσουν θέρμανση των ακροφυσίων και του σώματος. Αυτή είναι μια εντελώς φυσιολογική διαδικασία.

Ε: Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μπορεί να αισθανθείτε μυρμήγκιασμα ή πόνο στα χέρια. Είναι αυτό επικίνδυνο;

Α: Δεν είναι επικίνδυνη κατάσταση. Κατά τη χρήση του προϊόντος, η επαφή με την ράβδο αγωγού ιόντων δημιουργεί ένα κύκλωμα ρεύματος, το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία EMS, ώστε η συσκευή να προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα, όπως: αφαίρεση ρυτίδων, αποκατάσταση της ελαστικότητας του δέρματος, μασάζ στους μύες του προσώπου. Οι παραγόμενοι μικροί ηλεκτρικοί ρεύματα δεν είναι επιβλαβείς. Ωστόσο, αν αισθάνεστε δυσφορία, μην αγγίζετε την ράβδο αγωγού ιόντων.

Ε: Μπορεί η συσκευή να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση μαύρων στιγμών;

Α: Η υψηλή συχνότητα των υπερήχων μπορεί να αφαιρέσει ακαθαρσίες από τους πόρους. Σε περίπτωση εμφάνισης επίμονων πόρων, μαύρων στιγμάτων ή ακμής, συνιστάται η χρήση της συσκευής μαζί με τη συσκευή αφαίρεσης μαύρων στιγμάτων.

Ε: Μπορεί η συσκευή να είναι πιο αποτελεσματική αν την πιέσουμε πιο δυνατά στο δέρμα;

Α: Όχι, παρακαλώ μην πιέζετε σφιχτά για να μην καταπονήσετε το δέρμα.

E: Τι είδους καλλυντικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με αυτή τη συσκευή;

A: Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κανονικές κρέμες. Συνιστάται ωστόσο η χρήση καλλυντικών με έντονη ενυδατική δράση

.

E: Μπορεί η συσκευή να χρησιμοποιείται και από άνδρες;

A: Ναι, η συσκευή είναι κατάλληλη και για την περιποίηση της ανδρικής επιδερμίδας.

E: Μπορεί η συσκευή να χρησιμοποιείται καθημερινά;

A: Η λειτουργία υπερήχων και Ion+ μπορούν να χρησιμοποιούνται 2-3 φορές την εβδομάδα , ενώ οι λειτουργίες Ion- και EMS μπορούν να χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Παραγωγός
Shenzhen ANLAN Life Technology Co., Ltd
2204.Bldg.4, Cloud Park Phase 2, BanTianSt./
518129 Longgang, Shenzhen, Guangdong
Κίνα
support@anlan.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ
LTI Testing & Certification France S.A.S.
Rue de Rome 154
13006 Μασσαλία
Γαλλία
info@lti-lab.com

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	-
Κωδικός EAN	6953156299221
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.01050
Χωρητικότητα (mAh)	500

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό τους, αποφεύγοντας τη χρήση στο σώμα σε αντίθεση με τις οδηγίες.
- Οι μη αδιάβροχες συσκευές δεν πρέπει να βυθίζονται στο νερό ή να χρησιμοποιούνται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Μην εκθέτετε τα προϊόντα σε ακραίες θερμοκρασίες και μην τα αφήνετε στον ήλιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο ή τον συμβατό προσαρμογέα.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Αποφύγετε τη χρήση των συσκευών σε ερεθισμένο, κατεστραμμένο δέρμα, ανοιχτές πληγές, ενεργές φλεγμονές ή αλλεργικές αντιδράσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που εκπέμπουν μικρορεύματα, υπερήχους ή θερμότητα εάν έχετε βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα ή είστε έγκυος.
- Εάν εμφανίσετε ευαισθητοποίηση, δυσφορία ή άλλα ανησυχητικά συμπτώματα, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε δερματολόγο.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από τη χρήση συσκευών όπως συσκευές μασάζ ή σκούπες μουστάκι, καθαρίστε καλά το πρόσωπό σας και εφαρμόστε κατάλληλα καλλυντικά (π.χ. τζελ ή νερό) για να υποστηρίξετε τη θεραπεία.
- Οι συσκευές βαθύ καθαρισμού, όπως οι συσκευές απολέπισης με σπτηλαίωση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το πολύ 2-3 φορές την εβδομάδα για να αποφεύγεται ο υπερβολικός ερεθισμός του δέρματος.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, χωρίς να υπερβαίνετε τη συνιστώμενη διάρκεια δράσης σε μία περιοχή του προσώπου (συνήθως 1-2 λεπτά).
- Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο έντασης, ειδικά αν έχετε ευαίσθητο δέρμα.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή άλλο εργαλείο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Για τις αδιάβροχες συσκευές, μπορείτε να τις ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των αξεσουάρ, όπως οι άκρες απολέπισης ή βούρτσας, και αντικαταστήστε τα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Αποθηκεύετε τις συσκευές σας σε στεγνό, καθαρό μέρος, αποφεύγοντας την επαφή με την υγρασία και τη σκόνη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε τη σωστή συσκευή για τον τύπο του δέρματός σας και τις ατομικές σας ανάγκες. Λειτουργίες όπως η θέρμανση ή το μασάζ με μικρορεύματα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για ευαίσθητο ή αγγειακό δέρμα.
- Η χρήση των συσκευών από άτομα με δερματολογικά προβλήματα, όπως η ροδόχρου ακμή, θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με γιατρό.
- Ζημιές και εξυπηρέτηση:
 - Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή (π.χ. ρωγμές στο περίβλημα, προβλήματα με την ενεργοποίηση, ασταθή λειτουργία), διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
 - Για την αντικατάσταση εξαρτημάτων και αξεσουάρ χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
 - Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων συσκευών και φορτίζετε τις συσκευές σύμφωνα με τις συστάσεις για να αποφύγετε την υποβάθμιση της απόδοσης ή τον κίνδυνο ζημιάς.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.