


ANLAN

Συσκευή Σημείων Βελονισμού

Οδηγός Χρήσης



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Μασάζ Σημείων Βελονισμού ANLAN.
Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον παρόντα οδηγό χρήσης και να τον φυλάξετε κατάλληλα για μελλοντική αναφορά.
Επιπλέον, ο παρών οδηγός χρησιμεύει και ως εγγύηση, γι' αυτό παρακαλούμε να τον διατηρήσετε προσεκτικά.

Οδηγίες Ασφαλείας



Προειδοποίηση

Απαγορεύεται η χρήση από τα παρακάτω άτομα:

- Άτομα με εμφυτευμένες ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, ηλεκτροκαρδιογράφους, μηχανές τεχνητής καρδιάς-πνευμόνων και αντλίες όγκους (καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή).
- Άτομα με καρδιοπάθειες, ψυχικές διαταραχές, νοσήματα του νευρικού συστήματος, διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, κακοήθεις όγκους, καρκίνο ή ύποπτες παθήσεις, ανώμαλη αρτηριακή πίεση, πυρετό, διαταραχές επώδυνης τήληγνυ, αλλεργία σε μέταλλα ή οξεία δερματική φλεγμονή (όπως δερματίτιδα επαφής).

- Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε εγκεφαλική χειρουργική επέμβαση και άτομα με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες.
- Έγκυες γυναίκες, γυναίκες που θηλάζουν και γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως.

Απαγορεύεται η χρήση στις ακόλουθες περιοχές του σώματος:

- Τραυματικές πληγές, εκτεταμένες περιοχές με κατεστραμμένο δέρμα, βλεννογόνο του στόματος, γεννητικά όργανα, καθώς και περιοχές με ερυθρότητα, οίδημα, φλεγμονή ή εξανθήματα, καθώς και σημεία που δεν προορίζονται για χρήση από τον σχεδιασμό του προϊόντος.

Κατά τη διάρκεια ιατρικής αγωγής ή καλλυντικών θεραπειών: Εάν υποβάλλεστε σε ιατρική θεραπεία (συμπεριλαμβανομένης φαρμακευτικής αγωγής) ή σε καλλυντικές διαδικασίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε γιατρό πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή δυσφορίας, απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό.

Περιβάλλον και ασφάλεια χρήσης:

- Μακριά από νερό: Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Απαγορεύεται η χρήση σε μπάνιο, ντους, πισίνα ή οποιαδήποτε υγρό περιβάλλον. Αποφύγετε τη βύθιση του προϊόντος στο νερό. Σε περίπτωση βύθισης, διακόψτε αμέσως τη χρήση και απορρίψτε το προϊόν.
- Διατηρήστε το προϊόν και το περιβάλλον φόρτισης απόλυτα στεγνά.
- Μακριά από επιβλαβείς πηγές: Αποφύγετε τη χρήση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως κουζίνες και θερμάστρες, καθώς και σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν διαβρωτικά αέρια ή αουές.
- Ασφάλεια παιδιών: Παρακαλούμε φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Ασφάλεια προϊόντος και φόρτισης:

- Η αποσυρμαμολόγηση, τροποποίηση ή επισκευή από τον χρήστη απαγορεύεται αυστηρά.
- Ασφάλεια φόρτισης: Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το αυθεντικό καλώδιο φόρτισης που παρέχεται. Σε περίπτωση χρήσης εναλλακτικού καλωδίου φόρτισης ή προσαρμογέα, βεβαιωθείτε ότι εί να σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας και διαθέτει επίσημη πιστοποίηση. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ φόρτισης ενδέχεται να προκαλέσει χαμηλή απόδοση φόρτισης, βλάβες στη συσκευή, μειωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Εάν το καλώδιο φόρτισης παρουσιάζει φθορές, διακόψτε αμέσως τη χρήση του.
- Φυσική ασφάλεια: Αποφύγετε την πρόσκρουση, πτώση ή συμπίεση της συσκευής ή με βαριά αντικείμενα. Το προϊόν είναι μια συσκευή ακριβείας και πρέπει να διατηρείται με προσοχή.



Σημείωση:

Μην χρησιμοποιείτε μαζί με: λιπαντικά, απολεπιστικά, αφρόλουτρα- κρέμες ή τζελ που περιέχουν θερμαντικά ή λιποδιαλυτικά συστατικά.

Οδηγίες χρήσης:

- Συνιστάται η χρήση σε θερμοκρασία δωματίου και να βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με τη συχνότητα που συνιστάται στο

οδηγίες. Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση στην ίδια περιοχή για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσφορία.

- Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά τη χρήση γύρω από τα μάτια ώστε να αποφύγετε την επαφή με τις οφθαλμικές σφαίρες.
- Εάν νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση κατά τη χρήση, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία.
- Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν με τζελ, εφαρμόστε το τζελ με μέτρο. Η υπερβολική χρήση αγώγιμου τζελ μπορεί να ενεργοποιήσει εύκολα τον μηχανισμό προστασίας του προϊόντος, οπότε η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα για να προστατευθεί τα εσωτερικά της μέρη.


Καθαρισμός και συντήρηση:

- Παρακαλούμε σκουπίστε αμέσως τυχόν υπολείμματα προϊόντων φροντίδας δέρματος από την πολυπολική κεφαλή μασάζ/μονοπολική κεφαλή μασάζ μετά από κάθε χρήση.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με καθαριστικά διαλυτά στο νερό, αρωματικά, βενζίνη, ασετόν, αφαιρέτικο βερνικού ή παρόμοια προϊόντα.
- Αποθηκεύετε σωστά για να αποφύγετε πτώση ή συμπίεση του προϊόντος.

Περιέχει μπαταρίες. Κατά την απόρριψη του προϊόντος, παρακαλούμε μην το πετάτε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε παραδώστε το σε ένα καθορισμένο κέντρο ανακύκλωσης.

Αυτό το προϊόν είναι συσκευή ομορφιάς και φροντίδας δέρματος για οικιακή χρήση και όχι ιατρική διαγνωστική ή θεραπευτική συσκευή.

Εισαγωγή προϊόντος



- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ① Πολυπολική κεφαλή μασάζ | ⑥ Κουμπί επιπέδου |
| ② Μονοπολική Λειτουργία EMS | ⑦ Κουμπί Τροφοδοσίας/Λειτουργίας |
| ③ Πολυπολική Λειτουργία EMS | ⑧ Θύρα φόρτισης Type-C |
| ④ Πολυπολική Λειτουργία RF | ⑨ Μονοπολική κεφαλή μασάζ |
| ⑤ Φωτεινός δείκτης επιπέδου | |

Περιεχόμενα συσκευασίας



Συσκευή*1



Εγχειρίδιο χρήστη*1



Καλώδιο φόρτισης Type-C*1

Εισαγωγή λειτουργιών

Πληροφορίες φόρτισης


Εισάγετε το καλώδιο φόρτισης Type-C στη συσκευή και διατηρήστε το συνδεδεμένο. Συνδέστε το καλώδιο στον αντάπτορα και βάλτε τον σε πρίζα.



Τεχνικές Προδιαγραφές

Ονομασία προϊόντος	Συσκευή σημείων βελονισμού
Μοντέλο προϊόντος	BM303
Διαστάσεις προϊόντος	Περίπου 192,5mm*52,4mm*40,5mm
Βάρος συσκευής	Περίπου 93 g
Υλικά προϊόντος	PC+ABS, PETG, ανοξείδωτος ατσάλι
Χωρητικότητα μπαταρίας	520mAh
Χρόνος Φόρτισης	Περίπου 2 ώρες
Χρόνος λειτουργίας	Σε Λειτουργία RF: περίπου 30 έως 60 λεπτά, σε Λειτουργία EMS: περίπου 1,8 έως 10 ώρες
Είσοδος	5V=1A
Ονομαστική Τάση	5V
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	5W
Θερμοκρασία Λειτουργίας	10°C ~ 35°C
Θερμοκρασία Αποθήκευσης	-10°C ~ 50°C

Σημείωση: Το προϊόν δεν περιλαμβάνει αντάπτορα ρεύματος. Πριν από τη χρήση του αντάπτορα ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική ισχύς/τάση είναι DC 5V 1A.



Υπενθύμηση χαμηλής μπαταρίας	Το ενδεικτικό φωτάκι λειτουργίας αναβοσβήνουν και εκπέμπουν 3 ηχητικούς τό-νους.
Υπενθύμηση φόρτισης	Το ενδεικτικό φωτάκι επιπέδου αναβοσβήνει, και ανάβει σταδιακά καθώς αυξάνεται ο χρόνος φόρτισης.
Υπενθύμηση πλήρους φόρτισης	Η φωτεινή ένδειξη επιπέδου είναι πάντα αναμμένη.


*Σημείωση: Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Χρόνος Λειτουργίας

Μετά από πλήρη φόρτιση, μπορεί να λειτουργήσει περίπου 30 έως 60 λεπτά σε Λειτουργία RF και περίπου 1,8 έως 10 ώρες σε Λειτουργία EMS. Ωστόσο, ο χρόνος χρήσης μπορεί να διαφέρει λόγω διαφορών στη λειτουργία, τις συνθήκες χρήσης και καθαρισμού.

Χειρισμός Κουμπιού & Ρύθμιση Επίπεδου

1. Κουμπί Τροφοδοσίας/Λειτουργίας



(1) Κρατήστε πατημένο για 1,2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο "μπιπ", και η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η Πολυπολική Λειτουργία RF.


(2) Πατήστε σύντομα για να αλλάξετε τη λειτουργία. Η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο "μπιπ" και θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη λειτουργίας. Υπάρχουν συνολικά 3 λειτουργίες. Η πολυπολική κεφαλή μασάζ διαθέτει δύο λειτουργίες: Λειτουργία RF και Λειτουργία EMS.

Η μονοπολική κεφαλή μασάζ διαθέτει μόνο Λειτουργία EMS.


Μονοπολική Λειτουργία EMS

Πολυπολική Λειτουργία EMS

Πολυπολική Λειτουργία RF



Κουμπί Επίπεδου 2



Πατήστε σύντομα για να ρυθμίσετε το επίπεδο- η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο "μπιπ". Το προεπιλεγμένο επίπεδο είναι το 1.

Σημείωση: Η Μονοπολική Λειτουργία EMS και η Πολυπολική Λειτουργία EMS διαθέτουν 3 επίπεδα, ενώ η Πολυπολική Λειτουργία RF έχει μόνο 1 επίπεδο.



επίπεδο 1



επίπεδο 2



επίπεδο 3

"●" είναι ένδειξη σταθερού φωτός,

"○" είναι ένδειξη χωρίς φως.

*Χαρακτηριστικά Ασφαλείας:

Για την αποφυγή παρατεταμένης χρήσης και για λόγους ασφαλείας, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 5 λεπτά χρήσης ή αναμονής από την ενεργοποίησή της. Ωστόσο, ο χρόνος επανεκκινείται κάθε φορά που αλλάξει η λειτουργία ή το επίπεδο, έτσι η απενεργοποίηση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα εντός 5 λεπτών από εκείνη τη στιγμή.

Δοκιμή Πριν από τη Χρήση

Για να αποφύγετε προβλήματα στο δέρμα που ενδέχεται να προκληθούν από τη χρήση προϊόντων περιποίησης (όπως τζελ κλπ.) με αυτή τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τις παρακάτω δοκιμές πριν από τη χρήση:



1. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά την περιοχή που θα δοκιμαστεί (π.χ. την εσωτερική πλευρά του μπράτσου).

2. Εφαρμόστε το προϊόν περιποίησης δέρματος (όπως τζελ κ.ά.) στην καθαρή περιοχή και απλώστε το απαλά.


3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και στη Λειτουργία RF, τοποθετήστε την πολυπολική κεφαλή μασάζ στην περιοχή εφαρμογής του προϊόντος περιποίησης για περίπου 5-15 δευτερόλεπτα.

4. Πατήστε το Κουμπί Τροφοδοσίας/Λειτουργίας για να αλλάξετε στη Λειτουργία EMS, και πιέστε τη μονοπολική κεφαλή μασάζ στην περιοχή εφαρμογής του προϊόντος περιποίησης για περίπου 5-15 δευτερόλεπτα.

5. Αφαιρέστε τα προϊόντα περιποίησης και ελέγξτε την κατάσταση του δέρματός σας μετά από 48 ώρες.

Πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος, καθαρίστε σχολαστικά το δέρμα σας, απομακρύνοντας λιπαρότητα, ρύπους και υπολείμματα μακιγιάζ, ώστε να αποφύγετε την απόφραξη των πόρων και να διασφαλίσετε την αποτελεσματική μετάδοση ενέργειας. Το προϊόν διαθέτει δύο κεφαλές μασάζ και τρεις λειτουργίες.

1. Πολυπολική Λειτουργία RF



Μετά την ενεργοποίηση, η προεπιλεγμένη Πολυπολική Λειτουργία RF τίθεται σε λειτουργία και μπορεί να χρησιμοποιείται με προϊόντα περιποίησης δέρματος (π.χ. τζελ). Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για πρόσωπο και κεφάλι, χρησιμοποιώντας τεχνολογία ραδιοσυχνότητας για την προώθηση της παραγωγής κολλαγόνου, τη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και τη μείωση των λεπτών γραμμών.




Σημείωση:

(1) Συνιστάται να παραμείνετε σε κάθε περιοχή για 5 έως 10 δευτερόλεπτα.

(2) Κατά τη λειτουργία αυτής της λειτουργίας, παρακαλείσθε να μην παραμείνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μία περιοχή, ώστε να αποφύγετε εγκαύματα.

(3) Κατά τη λειτουργία αυτής της λειτουργίας, η επιφάνεια του δέρματος ενδέχεται να αισθανθεί ζεστή, κάτι που αποτελεί φυσιολογική αντίδραση στην ενεργειακή ραδιοσυχνότητα. Εάν αισθανθείτε υπερθέρμανση ή δυσφορία, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

Πολυπολική λειτουργία EMS





Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, επιλέξτε την πολυπολική λειτουργία EMS. Συνιστάται να ξεκινήσετε από το χαμηλότερο επίπεδο κατά την πρώτη χρήση. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνδυασμό με προϊόντα περιποίησης δέρματος (όπως τζελ κ.ά.). Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να εφαρμοστεί στο πρόσωπο και το κεφάλι, αξιοποιώντας την τεχνολογία μακρορεύματος EMS για την τόνωση της μυϊκής ζωτικότητας, την ενίσχυση της σφριγηλότητας του δέρματος καθώς και για τη αύξηση και ανόρθωση, βελτιώνοντας τη χαλάρωση του δέρματος και τροποποιώντας το περίγραμμα του προσώπου.



*Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευή σε κάθε περιοχή για 10 έως 30 δευτερόλεπτα.

3. Μονοπολική Λειτουργία EMS

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, επιλέξτε τη μονοπολική λειτουργία EMS. Για τους νέους χρήστες, συνιστάται να ξεκινήσετε από το χαμηλότερο επίπεδο και να εφαρμόσετε προϊόντα φροντίδας δέρματος (όπως τζελ). Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους μύες του προσώπου, αξιοποιώντας την τεχνολογία μακρορεύματος EMS με μονοπολικό δέκτη, ώστε να στοχεύει με ακρίβεια το πρόσωπο, βοηθώντας στην ενδυνάμωση των μυών, στην ανακούφιση της κόπωσης και της έντασης, καθώς και στη μείωση των λεπτών γραμμών.



*Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευή σε κάθε περιοχή για 10 έως 30 δευτερόλεπτα.

Συνιστώμενη Συχνότητα Χρήσης

Συνιστάται η χρήση κάθε λειτουργίας μία έως δύο φορές ημερησίως, για 5 λεπτά κάθε φορά. Αποφύγετε τη μακρά παραμονή σε μία περιοχή προκειμένου να μην προκληθεί δυσφορία στο δέρμα.

Καθαρισμός & Συντήρηση

Για τη διατήρηση της καθαριότητας της συσκευής, παρακαλείσθε να καθαρίζετε το κεφάλι μασάζ μετά από κάθε χρήση.

- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και καθαρίστε απαλά το κεφάλι με βρεγμένο πανί ή χαρτομάντιλο, προκειμένου να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα προϊόντων περιποίησης από τη συσκευή.
- Συνιστάται να φορτίζετε τη συσκευή μία φορά το μήνα για να διατηρείται η μπαταρία σε ενεργή κατάσταση.
- Εάν δεν προσέχετε να τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε να την αποθηκεύσετε σωστά αφού προηγουμένως τη φορτίσετε.

*Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
*Μην αποθηκεύετε τη συσκευή επάνω σε υπολείμματα μακιγιάζ ή λαδιού.
*Μην ακουμπίζετε τη συσκευή με απορρυπαντικά, αλκοόλ ή παρόμοια υλικά.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ερωτήσεις	Αιτίες	Λύσεις
Δεν αισθάνεστε ρεύμα μετά την ενεργοποίηση;	Είναι το δέρμα σας πολύ ξηρό;	Εφαρμόστε τζελ ή ενυδατικό ορό για κανονική χρήση
	Το έχετε πέσει ποτέ;	Επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς καθυστέρηση
Δεν είναι δυνατή η φόρτιση	Είναι η υποδοχή του καλωδίου ρεύματος χαλαρή;	Παρακαλείσθε να συνδέσετε τη θύρα σταθερά για να εξασφαλίσετε κανονική φόρτιση
Έντονη αίσθηση μυρμηγκιάσας στο δέρμα	Είναι το επίπεδο πολύ υψηλό;	Παρακαλώ μειώστε το σε κατάλληλο επίπεδο.
	Υπάρχει αρκετό τζελ;	Χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα τζελ για βέλτιστη εμπειρία χρήσης.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση	Είναι η μπαταρία επαρκής;	Παρακαλούμε φορτίστε τη συσκευή εγκαίρως ώστε να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της

Απόρριψη προϊόντος

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτού του προϊόντος περιέχει ουσίες που ενδέχεται να ρυπαίνουν το περιβάλλον, γι' αυτό η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια. Πριν απορρίψετε το προϊόν, αφαιρέστε την μπαταρία και αποστείλετε την σε εγκεκριμένο επίσημο σταθμό ανακύκλωσης για επεξεργασία.

Κατά την απόρριψη του προϊόντος, παρακαλείσθε να το παραδώσετε σε ορισμένο κέντρο ανακύκλωσης ή σε πιστοποιημένο σημείο ανακύκλωσης για επαγγελματική απόρριψη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλης και περιβαλλοντική φιλική ανακύκλωση της μπαταρίας. Τα συγκεκριμένα βήματα είναι τα εξής:

1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
2. Επιτρέψτε στη συσκευή να λειτουργεί έως ότου η μπαταρία εξαντληθεί πλήρως.
3. Αποσυμμετολογήστε το περίβλημα της συσκευής.
4. Αφαιρέστε όλες τις βίδες από την εσωτερική πλακέτα του μητρικού κυκλώματος.
5. Αφαιρέστε την μπαταρία.



Μην αποσυμμετολογείτε το προϊόν αυτό μόνοι σας. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί μόνο κατά την απόρριψη του προϊόντος.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγίων που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:
Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Αποφύγετε τη χρήση μασάζ σε βρεγμένο δέρμα, εάν η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην τροποποιείτε τα εξαρτήματά της για να αποφύγετε την αποτυχία και τον κίνδυνο ακύρωσης της εγγύησης.
- Αποθηκεύστε τα μασάζ σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας για να αποφύγετε τη βλάβη των εσωτερικών μηχανισμών.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατεστραμμένο δέρμα, πληγές ή φλεγμονώδεις περιοχές.
- Οι συσκευές μασάζ πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως προορίζονται - αποφύγετε τη χρήση κοντά στην καρδιά ή σε ευαίσθητες περιοχές όπως ο λαιμός χωρίς να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Οι έγκυες γυναίκες και τα άτομα με καρδιακά προβλήματα, βηματοδότες ή νευρολογικές παθήσεις θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

- Χρησιμοποιήστε τους μασέρ σε σύντομες συνεδρίες σύμφωνα με τις οδηγίες για να αποφύγετε τον ερεθισμό του δέρματος ή την κόπωση των μυών.
- Μην χρησιμοποιείτε το μασάζ στο ίδιο σημείο του σώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε την υπερβολική πίεση στους ιστούς.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε το μασάζ μετά από κάθε χρήση με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί, εάν ο κατασκευαστής επιτρέπει την επαφή με νερό.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε θήκη ή σε στεγνό μέρος για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της συσκευής - αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις του κατασκευαστή.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του μασάζ είναι κατάλληλη για την άνεσή σας. Σε περίπτωση δυσφορίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα μασάζ μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές μύτες και εξαρτήματα που προορίζονται από τον κατασκευαστή για το μοντέλο του μασάζ σας.

Βλάβες και σέρβις:

- Εάν παρατηρήσετε ρωγμές, χαλαρά εξαρτήματα ή ασυνήθιστους ήχους κατά τη λειτουργία της συσκευής, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις του κατασκευαστή.
- Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή. Η προσπάθεια επισκευής από μόνοι σας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης και σε αυξημένο κίνδυνο περαιτέρω ζημιών.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά εξαρτήματα του κατασκευαστή για την αντικατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων, όπως π.χ. μύτες μασάζ.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας κατά τη χρήση, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και της ανθεκτικότητας των υλικών.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε

περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφούνται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Shenzhen ANLAN Life Technology Co., Ltd

2204.Bldg.4, Cloud Park Phase 2, BanTianSt. / 518129 Λονγκγκάנגκ,

Σενζέν, Γκουανγκντόνγκ, Κίνα support@anlan.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

LTI Testing & Certification France S.A.S.

Rue de Rome 154

13006 Μασσαλία, Γαλλία

info@lti-lab.com

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: λιθίου-ιόντων

Καθαρό βάρος: 0,01 kg

Χωρητικότητα: 520 mAh

Υπόβαση του επιτρεπόμενου ορίου περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι

Αριθμός αναγνώρισης μπαταρίας: 102055