


ANLAN

Συσκευή Ομορφιάς Guasha 2 σε 1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



※ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Συσκευή Ομορφιάς Guasha 2 σε 1 της ANLAN. Παρακαλούμε, πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. Επιπλέον, το παρόν εγχειρίδιο χρησιμεύει και ως εγγύηση, γι' αυτό παρακαλούμε να το φυλάξετε με φροντίδα.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Αποφύγετε τη συνεχή και παρατεταμένη χρήση του προϊόντος στην ίδια περιοχή, ώστε να προλάβετε βλάβες στο δέρμα, κρυοπάγημα, εγκαύματα ή μυϊκούς πόνους που μπορεί να προκληθούν από υπερβολικό μασάζ στην ίδια περιοχή. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά την εκτέλεση ευαίσθητων εργασιών ή κατά την οδήγηση.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν η περιοχή μασάζ έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή εάν παρουσιάζετε τραυματισμούς στο δέρμα, ερυθρότητα, οίδημα, φλεγμονή, μώλωπες ή άλλη ενόχληση. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν είστε ευαίσθητοι σε μέταλλα, Bianstone ή θερμότητα, ή αν έχετε ιστορικό καρδιακής νόσου, οξείας νόσου, δερματικής πάθησης, κακοήθους όγκου, αιμορραγικής διαταραχής, οστεοπόρωσης, νόσου μαλακών μοριών ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχετε κινητικές καθυστερήσεις, σωματικές ή ψυχικές βλάβες ή νοητική ανεπάρκεια. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε συμβουλευτείτε ιατρό. Δεν συνιστάται η χρήση αυτής της συσκευής μασάζ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της εμμήνου ρύσεως. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε συμβουλευτείτε ιατρό. Φυλάξτε αυτό το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από παιδιά ηλικίας κάτω των έξι ετών. Τα παιδιά από 6 έως 12 ετών πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των γονέων ή άλλων ενηλίκων με τους κατάλληλους αρμοδιότητες επίτηρησης.


ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

- Το προϊόν αυτό αποτελεί οικιακή ηλεκτρονική συσκευή υγείας και δεν προορίζεται να αντικαταστήσει ιατρικό εξοπλισμό. Δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή άλλες εμπορικές χρήσεις.
- Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε οποιαδήποτε κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να εμποδίζουν την περιοχή μασάζ.
- Η κεφαλή μασάζ αυτού του προϊόντος έχει επιφάνειες από μέταλλο ή πέτρα Bian. Απαγορεύεται η χρήση από άτομα με αλλεργίες στα υλικά αυτά.
- Αυτό το προϊόν διαθέτει θερμαινόμενη επιφάνεια και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένη αίσθηση θερμότητας, βρέφη ή άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
- Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη θερμοκρασία της θερμαινόμενης μεταλλικής επιφάνειας και της επιφάνειας Bianstone, καθώς και την αντοχή του δέρματός σας, προκειμένου να αποφευχθούν εγκαύματα.
- Σε περίπτωση που παραμένει οσμή μετά τη χρήση με προϊόντα περιποίησης, όπως αιθέρια έλαια ή κρέμες, καθαρίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό, υγρό πανί για να διατηρηθεί η συσκευή καθαρή. Απολυμάνετε με 75% αλκοόλη πριν από τη χρήση σε τρίτους, για την πρόληψη λοιμώξεων.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες για τον καθαρισμό του σώματος, της τροφοδοσίας ρεύματος ή της θήκης του κουμπού αυτού του προϊόντος.
- Διακόψτε τη χρήση εάν αισθανθείτε οποιονδήποτε πόνο ή δυσφορία στην περιοχή μασάζ.
- Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε το αμέσως, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επικολλήσετε το προϊόν μόνοι σας.
- Κατά τη χρήση του προϊόντος σε άλλες συγκεκριμένες συνθήκες, σας παρακαλούμε να ακολουθείτε αυστηρά τους κανονισμούς ασφαλείας.

⊘ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

- Φορτίστε το προϊόν με έναν ανάπτορα που να αντιστοιχεί στην εισερχόμενη τάση του προϊόντος και να έχει ισχύ φόρτισης όχι μεγαλύτερη από 15W. Ακολουθήστε τις οδηγίες ηλεκτρικής ασφάλειας. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με άλλες συσκευές φόρτισης.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν μόνοι σας. Οποιαδήποτε ζημιά που προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από μη τεχνικό προσωπικό βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από νερό, φωτιά και διαβρωτικά περιβάλλοντα.
- Η υπερβολική χρήση ενδέχεται να προκαλέσει σωματική δυσφορία ή βλάβη στο δέρμα. Συνεπώς, κατά την πρώτη χρήση, παρατηρήστε προσεκτικά τις αντιδράσεις του σώματός σας και τις αλλαγές στο δέρμα. Συνιστάται η χρήση για συντομότερα χρονικά διαστήματα.

Παρουσίαση προϊόντος



①Κουμπί επιλογής λειτουργίας/δόνησης

②Κουμπί ενεργοποίησης/επιπέδου ισχύος

③Ενδεικτική λυχνία

④Κεφαλή μασάζ Guasha


⑤/⑥Φωτισμός ομορφιάς

⑦Κεφαλή μασάζ με χτένα μεσημβρινών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομα	Συσκευή Ομορφιάς Guasha 2 σε 1
Μοντέλο	DYM-076
Είσοδος	5V ---1A
Χωρητικότητα Μπαταρίας	800mAh
Χρόνος Λειτουργίας	60 λεπτά ~ 150 λεπτά
Χρόνος Φόρτισης	Περίπου 2 ώρες
Υλικό	ABS + PC + Πέτρα Bian + Ανοξείδωτο Ατσάλι
Ισχύς	5W
Καθαρό Βάρος	170 γρ.
Διαστάσεις	Περίπου 109,6 × 80,6 × 32,2 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας



Συσκευή×1



Καλώδιο Type-C φόρτισης ×1



Εγχειρίδιο χρήσης×1

Οδηγίες χρήσης

Περίπου Αριθμός Λειτουργιών

Κεφαλή	Κεφαλή Guasha	Χτένα Μεσημβρινού
Συνιστώμενα καλλυντικά	Αρωματικό λάδι, λοσιόν σώματος	Τζελ, ορός φροντίδας του τριχωτού
Προτεινόμενη συχνότητα χρήσης	3-5 φορές την εβδομάδα, 5-8 λεπτά κάθε φορά	
Προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής	Πρόσωπο, λαμός, ώμοι, πλάτη, άκρα	Τριχωτό κεφαλής, πρόσωπο, λαμός, ώμοι, πλάτη
Επίπεδο και λειτουργία	Επίπεδο 1: Περίπου 38°C, αναμμένο κόκκινο φως, χαμηλή ένταση δόνησης	Επίπεδο 1: Αναμμένο κόκκινο φως, χαμηλή ένταση δόνησης και ένταση EMS
	Επίπεδο 2: Περίπου 42°C, αναμμένο μπλε φως, μέση ένταση δόνησης	Επίπεδο 2: Αναμμένο μπλε φως, μέση ένταση δόνησης και ένταση EMS
	Επίπεδο 3: Περίπου 46°C, αναμμένο μοβ φως, υψηλή ένταση δόνησης	Επίπεδο 3: Αναμμένο μοβ φως, υψηλή ένταση δόνησης και ένταση EMS
	Όλα τα επίπεδα είναι λειτουργίες θέρμανσης, διαφοροποιείται μόνο η θερμοκρασία.	Όλα τα επίπεδα λειτουργούν με EMS, διαφοροποιείται μόνο η ένταση του EMS.

※Κατά τη χρήση της κεφαλής Guasha, αποφύγετε την εφαρμογή θερμότητας στην ίδια περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να προληφθούν εγκαύματα.

※Η περιοχή ενδέχεται να εμφανίσει ερυθρότητα ή αίσθηση θερμότητας για μικρό χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή της θεραπείας Guasha, γεγονός το οποίο είναι

φυσιολογικό και θα υποχωρήσει με την πάροδο του χρόνου.

※Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα διαφέρουν από άτομο σε άτομο, οπότε οι παραπάνω πληροφορίες είναι μόνο για αναφορά.

※Κατά την κανονική λειτουργία, μπορεί να ακούσετε έναν βουητό· αυτός είναι φυσιολογικός ήχος.

Λειτουργία

【Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση】

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης (🔌). Για περίπου 0,5δ, το buzzer ενεργοποιήσης θα ηχήσει για 0,5δ και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία θερμικής συμπίεσης Guasha. Το buzzer απενεργοποίησης θα ηχήσει για 1δ.

【Εναλλαγή Λειτουργίας】

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να εναλλάσσετε μεταξύ των δύο λειτουργιών (θερμική συμπίεση Guasha / μικρορεύμα χτένας μεσημβρινών).



※Σε κάθε λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δόνηση πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας / δόνησης.

【Ρύθμιση Επιπέδου】

Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα τρία επίπεδα.



【Χρονισμός】

Η συσκευή λειτουργεί για 10 λεπτά σε κάθε λειτουργία/επίπεδο και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από έναν χαρακτηριστικό ήχο «μπιπ».

Συνιστώμενη χρήση

Τριχωτό κεφαλής

Επιλέξτε την προτιμώμενη λειτουργία και σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους.
※Η χρήση αυτή εφαρμόζεται μόνο στον μεσημβρινό.



Πρόσωπο

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και σύρετε προς μία από τις κατευθύνσεις του βέλους.
※Αποφύγετε την περιοχή των οφθαλμών.



Λαιμός

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους.

※Αποφύγετε την περιοχή του λαιμού.




Χέρια

Επιλέξτε την προτιμώμενη λειτουργία και σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους.



Γάμπα

Επιλέξτε την προτιμώμενη λειτουργία και σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους.



Σχετικά με τη Φόρτιση

Χαμηλή Μπαταρία	Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει κόκκινη πέντε φορές, θα ακουστεί προειδοποιητικός ήχος πέντε φορές και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Φόρτιση	Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κόκκινη.
Πλήρως φορτισμένο	Η ενδεικτική λυχνία παραμένει μπλε.

※Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη φόρτιση. Επιπλέον, αν συνδέσετε καλώδιο USB για φόρτιση ενώ η συσκευή λειτουργεί, θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία φόρτισης.

*Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα ρεύματος που να αντιστοιχεί στην εισερχόμενη τάση του προϊόντος και να έχει μέγιστη ισχύ φόρτισης 15W ή λιγότερη. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στην ηλεκτρική ασφάλεια. Συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ταυτόχρονα με άλλες συσκευές φόρτισης.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Σε περίπτωση βλάβης κατά τη χρήση, παρακαλείσθε να ελέγξετε σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Εάν η βλάβη δεν διορθωθεί ή το προϊόν δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για επισκευή. Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας!

Βλάβες	Αιτίες	Λύσεις
Αδυναμία ενεργοποίησης	Η μπαταρία είναι χαμηλή;	Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλέστε να τη φορτίσετε εγκαίρως.
Η κεφαλή μασάζ είναι μη ανώγιμη	Ισχυρή προσωπική αντίσταση / Ξηρό κλίμα	Σε αυτή την περίπτωση, ενυδατώστε το δέρμα σας.
Η κεφαλή μασάζ δεν θερμαίνεται	Έχει απενεργοποιηθεί το κομμάτι της θερμής κομπρέσας;	Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε την θερμή κομπρέσα.

Απόρριψη προϊόντος

Μη επαγγελματίες, παρακαλούμε μην αποσυναρμολογείτε.

Βήματα αφαίρεσης μπαταρίας

- 1. Αποσυνδέστε την εξωτερική τροφοδοσία και αφαιρέστε το περίβλημα της συσκευής.
- 2. Αφαιρέστε την μπαταρία.
- 3. Παρακαλούμε απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μόνο σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης.
- 4. Παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς νόμους και τις οδηγίες διάθεσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αποθήκευση

Σε περίπτωση που η συσκευή παραμείνει σε αποθήκευση για περισσότερους από τρεις μήνες, συνιστάται να πραγματοποιηθεί έλεγχος και επαναφόρτιση πριν από τη χρήση. Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής κοντά στο πάτωμα, σε τοίχους ή στο ταβάνι. Ο χώρος πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος και να προστατεύεται από έντονη ηλιακή ακτινοβολία και διαβρωτικά αέρια.

Μεταφορά

Η συσκευασία του προϊόντος διαθέτει απλή αντικραδασμική προστασία και είναι κατάλληλη για μεταφορά με αεροπλάνο, τρένο, οδικά μέσα και πλοίο. Πρέπει να προστατεύεται από βροχή, πιτσιλίσματα χιονιού, ανατροπή και συγκρούσεις.

Έλεγχος παροχής ρεύματος

Ελέγξτε την παροχή ρεύματος. Εάν η τάση της παροχής ρεύματος είναι εκτός του καθορισμένου εύρους, μην ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Συντήρηση

Λάβετε μέτρα για την αποφυγή υγρασίας, τρωκτικών και μόλυνσης. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή κατά τον καθαρισμό. Μετά τη χρήση, τοποθετήστε τη συσκευή σε ασφαλές σημείο και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω της. Σε περίπτωση βλάβης, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό. Απαγορεύεται αυστηρά η αποσυναρμολόγηση ή η συναρμολόγηση του προϊόντος από μη ειδικούς χρήστες.

Απόρριψη και ανακύκλωση

Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απόρριψης του προϊόντος, παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες τοπικούς περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς.

Σημείωση:

※Πριν από την απόρριψη του προϊόντος, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Κατά την αφαίρεση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό τους, αποφεύγοντας τη χρήση στο σώμα σε αντίθεση με τις οδηγίες.
- Οι μη αδιάβροχες συσκευές δεν πρέπει να βυθίζονται στο νερό ή να χρησιμοποιούνται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

- Μην εκθέτετε τα προϊόντα σε ακραίες θερμοκρασίες και μην τα αφήνετε στον ήλιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο ή τον συμβατό προσαρμογέα.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

- Αποφύγετε τη χρήση των συσκευών σε ερεθισμένο, κατεστραμμένο δέρμα, ανοιχτές πληγές, ενεργές φλεγμονές ή αλλεργικές αντιδράσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που εκπέμπουν μικρορεύματα, υπερήχους ή θερμότητα εάν έχετε βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα ή είστε έγκυος.
- Εάν εμφανίσετε ευαισθητοποίηση, δυσφορία ή άλλα ανησυχητικά συμπτώματα, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε δερματολόγο.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από τη χρήση συσκευών όπως συσκευές μασάζ ή σκούπες μουστάκι, καθαρίστε καλά το πρόσωπό σας και εφαρμόστε κατάλληλα καλλυντικά (π.χ. τζελ ή νερό) για να υποστηρίξετε τη θεραπεία.
- Οι συσκευές βαθύ καθαρισμού, όπως οι συσκευές απολέπισης με σπηλαίωση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το πολύ 2-3 φορές την εβδομάδα για να αποφεύγεται ο υπερβολικός ερεθισμός του δέρματος.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, χωρίς να υπερβαίνετε τη συνιστώμενη διάρκεια δράσης σε μία περιοχή του προσώπου (συνήθως 1-2 λεπτά).
- Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο έντασης, ειδικά αν έχετε ευαίσθητο δέρμα.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή άλλο εργαλείο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Για τις αδιάβροχες συσκευές, μπορείτε να τις ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των αξεσουάρ, όπως οι άκρες απολέπισης ή βούρτσας, και αντικαταστήστε τα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Αποθηκεύετε τις συσκευές σας σε στεγνό, καθαρό μέρος, αποφεύγοντας την επαφή με την υγρασία και τη σκόνη.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε τη σωστή συσκευή για τον τύπο του δέρματός σας και τις ατομικές σας ανάγκες. Λειτουργίες όπως η θέρμανση ή το μασάζ με μικρορεύματα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για ευαίσθητο ή αγγειακό δέρμα.
- Η χρήση των συσκευών από άτομα με δερματολογικά προβλήματα, όπως η ροδόχρου ακμή, θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με γιατρό.

Ζημιές και εξυπηρέτηση:

- Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή (π.χ. ρωγμές στο περίβλημα, προβλήματα με την ενεργοποίηση, ασταθή λειτουργία), διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Για την αντικατάσταση εξαρτημάτων και αξεσουάρ χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων συσκευών και φορτίζετε τις συσκευές σύμφωνα με τις συστάσεις για να αποφύγετε την υποβάθμιση της απόδοσης ή τον κίνδυνο ζημιάς.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανθεκτικότητα των υλικών.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την

μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιάλης και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Shenzhen ANLAN Life Technology Co., Ltd

2204.Bldg.4, Cloud Park Phase 2, BanTianSt. /

518129 Λονγκγκάνγκ, Σενζέν, Γκουανγκντόνγκ, Κίνα

support@anlan.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

LTI Testing & Certification France S.A.S.

Rue de Rome 154

13006 Μασσαλία, Γαλλία info@lti-lab.com

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: λιθίου-ιόντων

Καθαρό βάρος: 0,01 kg

Χωρητικότητα: 800 mAh

Υπερβαση του επιτρεπόμενου ορίου περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι

Αριθμός αναγνώρισης μπαταρίας: 101550